

Поликлональное Антитело Anti-Corin Для Wb, Elisa — Q9Y5Q5

Артикул: CM0018035

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CORIN, подходящее для WB и ELISA. Распознаёт белки человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 1-110). Для исследований сердечно-сосудистой системы и натрийуретических пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CORIN Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10699
Идентификатор гена	10699
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого CORIN (NP_006578.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5Q5
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом