

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Coro1A Для Wb, IHC-P, Elisa - P31146

Артикул: CM0026223

введение

Кроличыи поликлональные антитела CORO1A, валидированные для Вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Обнаруживают коронин-1А человека, мыши и крысы — актин-связывающий белок массой 51 кДа, участвующий в созревании фагосом и клеточной подвижности. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CORO1A Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	11151
ID гена	11151
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 362-461 CORO1A человека (NP_001180262.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31146
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С пакетом льда