

Анти-Coro1B Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Br76

Артикул: CM0016920



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого CORO1B (Коронин-1B), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследований клеточной подвижности, динамики актина и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CORO1B кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	CORONIN-2; CORO1B
Вид	Человек
ID гена	57175
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-489 человеческого CORO1B (NP_065174.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9BR76
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом