

Поликлональные Антитела Против Кортактина Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q14247

Артикул: CM0029247



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому кортактину (EMS1), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИКК) и иммуноферментном анализе (ИФА). Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cortactin Rabbit pAb, кроличьи поликлональные антитела к кортактину
Примечания/алиасы	EMS1; Кортактин
Вид	Человек
ID гена (человек)	2017
ID гена	2017
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 301–400 человеческого кортактина (NP_005222.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14247
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента