

Моноклональное Антитело Кролика Против Кортактина Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa — Q14247

Артикул: CM0008820



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против кортактина человека (CTTN/EMS1), валидированное для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения актинового цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против кортактина
Примечания/синоним	EMS1; кортактин
Вид	Человек
GeneID (человек)	2017
GeneID	2017
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 кортактина человека (Q14247)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14247
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом