


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cotl1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14019

Артикул: CM0029944



введение

Кроличьи поликлональные антитела против коактосин-подобного белка (COTL1/CLP), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелены на 16 кДа актин-связывающий белок и шаперон 5LO. Идеальны для исследований цитоскелета и биосинтеза лейкотриенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против COTL1
Примечания/Альтернативные названия	CLP; COTL1
Вид	Человек
ID гена	23406
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого COTL1 (NP_066972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14019
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом