


Кроличья Моноклональная Антитело Против Coup-Tfii/Nr2F2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P24468

Артикул: CM0007431



введение

Кроличья моноклональная антитело к человеческому COUP-TFII/NR2F2 (ARP-1), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований ядерных рецепторов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	COUP-TFII/NR2F2 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Алиасы	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII
Вид	Человек
GeneID (человек)	7026
GeneID	7026
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 5-100 человеческого COUP-TFII/NR2F2 (NP_066285.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24468
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовая упаковка