

## Кроличий Моноклональный Антитело Против Cox Iv Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13073

Артикул: CM0004668



### введение

Кроличий моноклональный антитело против COX IV (COX4I1), валидированный для вестерн-блоттинга, IP, иммунофлуоресценции, ИHC и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения митохондриального дыхания и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано KD] COX IV кроличий mAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                   |
| ID гена (Человек)         | 1327                                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 1327                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-98 человеческого COX IV. (NP_001852.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                      |
| SWISS                     | P13073                                                                                                                                                    |
| Молекулярный вес белка    | 20 кДа                                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                            |