


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cox Iv Для Вб, Иф/Икк, Игк-П, Ифа — P19783

Артикул: CM0029255



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на COX IV (изоформа 1 субъединицы 4 цитохром с оксидазы), валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИГК-П, ИФА. Перекрестно реагирует с людьми, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований митохондриального дыхания и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против COX IV
Примечания/Альтернативные названия	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	1327
ID гена	12857
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-98 мышиного COX IV (NP_001280488.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P19783
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	С ледяным пакетом