


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cox1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00397

Артикул: CM0007070



введение

Кроличыи моноклональные антитела против субъединицы 1 цитохром с оксидазы (COX1). Валидированы для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Необходимы для изучения функции дыхательной цепи митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COX1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CoxI; COX1
Вид	Мышь
ID гена (Мышь)	17708
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 414-514 человеческого COX1 (NP_904330.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00397
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	В ледяном пакете