

Поликлональные Антитела Против Cox15 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzn9

Артикул: CM0014705

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого COX15, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеально подходят для исследований биосинтеза гема А, функции митохондрий и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COX15 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
Вид	Человек
GeneID (человек)	1355
GeneID	1355
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого COX15 (NP_510870.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7KZN9
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом