


Поликлональные Антитела Против Cox1/Ptgs1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23219

Артикул: CM0029922



введение

Кроличьи поликлональные антитела против COX1/PTGS1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения воспаления и биосинтеза простагландинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COX1/PTGS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5742
GeneID	5742
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23219
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом