


Поликлональные Антитела Против Cox2/Ptgs2 Для Вб, Игг-П, Ифа - P35354

Артикул: CM0017522



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому COX2/PTGS2 (а.о. 375-604). Валидированы для ВБ, ИГГ-П, ИФА; перекрестно реагируют с человека, мыши, крысы. Идеально подходят для исследований воспаления, биосинтеза простагландинов и связанных с ними тем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела против COX2/PTGS2
Примечания/синонимы	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/H5; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5743
ID гена	5743
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 375-604 COX2/PTGS2 (NP_000954.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35354
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодильный пакет