


Моноклональное Антитело Anti-Cox5A (С Валидацией Kd) Для Wb, Ihc-P, If, Elisa - P20674

Артикул: CM0010766



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого COX5A, субъединицы митохондриальной цитохром с оксидазы. Валидировано для WB, IHC-P, IF и ELISA; реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований митохондрий и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] COX5A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	VA; COX; COX-VA; MC4DN20
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9377
GeneID	9377
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20674
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом