


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cox5A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - P20674

Артикул: CM0022173



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок COX5A, валидированные на моделях с нокаутом. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Детектируют митохондриальный белок массой 16 кДа. Идеальны для исследований окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Кроличьи поликлональные антитела к COX5A
Примечания/Альтернативные названия	COX5A; COX; COX-VA; VA; цитохром с оксидаза, субъединица 5A; 5A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9377
ID гена	9377
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого белка COX5A (NP_004246.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20674
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом