


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cox5A Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P20674

Артикул: CM0027234



введение

Кроличьи поликлональные антитела к COX5A, валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Подходят для исследования митохондриального комплекса IV. SWISS: P20674.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к COX5A (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9377
GeneID	9377
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 белка COX5A человека (NP_004246.2)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20674
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом