


Моноклональное Антитело Против Cox5B Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10606

Артикул: CM0005860



введение

Мышиное моноклональное антитело, направленное против человеческого COX5B (субъединица 5B цитохром-соксидазы, митохондриальная). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Иммуноген — рекомбинантный слитый белок. Для исследований окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное мкАнтитело против COX5B
Примечания/Альтернативные названия	COXVB
Вид (реактивность)	Человек
GeneID (человек)	1329
GeneID	1329
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-129 человеческого COX5B (NP_001853.2)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10606
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодильный пакет