


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cox5B Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10606

Артикул: CM0025308



введение

Кроличья поликлональная антитела против COX5B нацелена на митохондриальную субъединицу 5B цитохром с оксидазы, валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Молекулярная масса 14 кДа. Идеально подходит для исследований окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COX5B кроличья pAb
Примечания/алиасы	COXVB; COX5B
Вид	Человек
ID гена (человек)	1329
ID гена	1329
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 32-129 человеческого COX5B (NP_001853.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10606
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Айс-пак