

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cox6A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P12074

Артикул: CM0028157



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против COX6A1 — субъединицы митохондриального цитохром-с-оксидазы. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против COX6A1
Примечания/Алиасы	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1337
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12074
Молекулярная масса белка	12кДа
Доставка	Айс-пак