

Поликлональное Антитело Anti-Cox6C Для Wb, If/Icc, Elisa — P09669

Артикул: CM0020015



введение

Поликлональное кроличье антитело к COX6C, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Распознаёт COX6C человека и мыши — субъединицу митохондриальной цитохром-с-оксидазы, необходимую для окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к COX6C
Примечания/синоним	COX6C
Вид	Человек
GeneID (человек)	1345
GeneID	1345
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-75 человеческого COX6C (NP_004365.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P09669
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом