

Поликлональное Антитело Против Cox7A1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P24310

Артикул: CM0017237

введение

Кроличье поликлональное антитело против COX7A1 (субъединица 7A1 цитохром с-оксидазы), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Определяет COX7A1 человека, мыши, крысы. Идеально для изучения митохондриального дыхательного комплекса IV и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против COX7A1
Примечания/Альтернативные названия	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Вид	Человек
ID гена	1346 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-79 белка COX7A1 человека (NP_001855.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24310
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом