

Кроличье Моноклональное Антитело К Cox7A1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24310

Артикул: CM0003815

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к COX7A1, валидированное для методов WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с COX7A1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сборки митохондриального комплекса IV и респираторных суперкомплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к COX7A1
Примечания/Синонимы	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1346
GeneID	1346
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-79 COX7A1 человека (NP_001855.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24310
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом