


Поликлональные Кроличьи Антитела К Cox7A2 Для Вестерн-Блота И Ифа — P14406

Артикул: CM0026732



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок COX7A2 (субъединица 7A2 цитохром-с-оксидазы, COX VIIa-L), валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходят для изучения митохондриального окислительного фосфорилирования и сборки комплекса IV.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к COX7A2
Примечания/Синонимы	VIIAL; COX7AL; COX7AL1; COXVIIAL; COXVIIa-L; COX7A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1347
ID гена	1347
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 33–115 человеческого COX7A2 (NP_001856.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
База данных SWISS	P14406
Молекулярная масса белка	9 кДа
Доставка	С ледяным пакетом