

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cox7A2L Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14548

Артикул: CM0027949

введение

Кроличья поликлональные антитела к COX7A2L, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектируют человеческий, мышиный и крысиный белок COX7A2L (SCAF1). Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на N-концевую область. Идеально подходит для изучения сборки суперкомплексов митохондриальной дыхательной цепи и энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела к COX7A2L (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	EB1, SCAF1, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9167
GeneID	9167
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-114 человеческого белка COX7A2L (NP_004709.2)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	O14548
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом