

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Cox7A2L (Валидировано Методом Кд) Для Вб И Ифа — O14548

Артикул: CM0022357

### введение

Кроличья поликлональная антитела, направленная против COX7A2L (SCAF1), валидирована для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Участвует в сборке митохондриальных респираторных суперкомплексов; подходит для исследований образцов человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано КД] Кроличья поликлональная антитела против COX7A2L                                                     |
| Примечания/Синонимы       | EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP; [Валидировано КД] COX7A2L                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                               |
| ID гена (человек)         | 9167                                                                                                                  |
| ID гена                   | 9167                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-114 человеческого COX7A2L (NP_004709.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                               |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                               |
| SWISS                     | O14548                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 13 кДа                                                                                                                |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                     |