


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cox8A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10176

Артикул: CM0025866



введение

Кроличья поликлональная антитела против COX8A, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими и мышиными образцами. Нацелена на субъединицу 8A цитохром-с-оксидазы митохондриальную (P10176), молекулярная масса 8 кДа. Идеально подходит для исследований митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COX8A кроличья пАб
Примечания/Альясы	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1351
ID гена	1351
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-69 человеческого белка COX8A (NP_004065.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10176
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Айс-пакет