

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cpa1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - P15085

Артикул: CM0026052



введение

CPA1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ELISA. Оно реагирует с CPA1 человека, мыши и крысы (47 кДа), нацеливаясь на синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100 человеческого CPA1. Идеально для исследований карбоксипептидазы A1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	CPA1 Rabbit pAb
Примечания / Альтернативные названия	CPA; CPA1
Вид	Человек
GeneID	1357
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CPA1 (NP_001859.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15085
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом