

Поликлональные Антитела Против СраЗ Для Вестерн-Блота, Ифа — P15088

Артикул: CM0020202

введение

Поликлональные антитела к человеческому СРАЗ (карбоксипептидаза АЗ тучных клеток), полученные в кроликах. Валидированы для Вестерн-блота и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Подходят для исследования биологии тучных клеток и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPA3 Rabbit pAb
Примечания / алиасы	МС-CPA; CPA3
Вид хозяина антигена	Человек
GeneID (человек)	1359
GeneID	1359
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 110–417 человеческого CPA3 (NP_001861.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P15088
Молекулярная масса белка	49кДа
Доставка	Хладоэлемент