

Поликлональные Антитела Против Сра4 (Карбоксипептидазы А4) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9UI42

Артикул: CM0021722



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой CPA4 (карбоксипептидазы А4), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения функции металлопротеаз и катаболизма пептидных гормонов. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPA4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CPA3; CPA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	51200
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114-280 человеческой CPA4 (NP_057436.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UI42
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	С ледяным пакетом