

Анти-Сраб Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4T0

Артикул: CM0016167

введение

Анти-CPA6 поликлональные антитела кролика, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный CPA6 (51 кДа), секретируемую карбоксипептидазу, участвующую в процессинге нейропептидов и связанную с эпилепсией. SWISS: Q8N4T0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPA6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CPAH; ETL5; FEB11; CPA6
Вид	Человек
ID гена	57094
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-437 человеческого CPA6 (NP_065094.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N4T0
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка со льдом