

Кроличья Поликлональная Антитело Против Сре Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P16870

Артикул: CM0028238

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против карбоксипептидазы E (CPE). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с человеческим и мышинным белком. Поддерживает исследования в области нейроэндокринной биологии и обработки гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	CPE кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CPH; BDVS; IDDNH; CPE
Вид	Человек
ID гена	1363
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 257-476 человеческого CPE (NP_001864.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16870
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент