

Анти-Creb3 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ne35

Артикул: CM0018954



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CREB3 (SWISS: Q8NE35), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований регуляции трансляции в памяти и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CREB3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CREB3
Вид	Человек
ID гена	22849 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-400 человеческого CREB3 (NP_055727.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NE35
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка со льдом