

Поликлональное Антитело Против Cplx2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Puv4

Артикул: CM0024842

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CPLX2 (Комплексин-2), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований экзоцитоза синаптических везикул и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPLX2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10814
GeneID	10814
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-134 человеческого CPLX2 (NP_006641.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6PUV4
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом