

Поликлональные Антитела Против Cpne3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75131

Артикул: CM0017596

введение

Поликлональные кроличьи антитела против CPNE3, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознают человеческий и мышиный CPNE3, кальций-зависимый белок, связывающий фосфолипиды, участвующий в миграции опухолевых клеток, опосредованной ERBB2. Идеально подходят для исследований в области онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPNE3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CPN3, PRO1071, CPNE3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8895
GeneID	8895
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 238-537 человеческого CPNE3 (NP_003900.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75131
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом