

Кроличье Поликлональное Антитело Против Срох Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P36551

Артикул: CM0028456



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CPOX, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований биосинтеза гема и митохондрий. Иммуноген: рекомбинантный CPOX (aa111-454).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPOX Rabbit pAb
Примечания/алиасы	COX; CPO; CPX; HCP; HARPO; CPOX
Вид	Человек
Идентификатор гена	1371
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 111-454 человеческого CPOX (NP_000088.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36551
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет