


Кроличьи Моноклональные Антитела Anti-Cps1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Игх (Ткани), Ифа - P31327

Артикул: CM0010246



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого CPS1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ (клетки), ИГХ (ткани), ИФА. Нацелены на митохондриальный фермент цикла мочевины; удаляют избыток аммиака. Идеальны для исследований печени и тонкого кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPS1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1373
ID гена	1373
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого CPS1 (NP_001866.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31327
Молекулярный вес белка	165 кДа
Доставка	Ледяной пакет