


Анти-Cps1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P31327

Артикул: CM0006612



введение

Кроличий моноклональный антитело против CPS1 для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный CPS1. Идеально подходит для изучения цикла мочевины и метаболизма аммиака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPS1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Вид	Человек
GeneID	1373
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1356-1482 человеческого CPS1 (NP_001116105.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31327
Молекулярный вес белка	165 кДа
Доставка	Сумка со льдом