


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cps1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P31327

Артикул: CM0026068



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CPS1 (CPSase I), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Определяет CPS1 в образцах человека, мыши и крысы, подходит для исследований цикла мочевины и детоксикации аммиака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPS1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1373
ID гена	1373
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-970 человеческого CPS1 (NP_001866.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31327
Молекулярная масса белка	165 кДа
Доставка	В пакете со льдом