


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cps1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P31327

Артикул: CM0020448



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CPS1 (карбамоил-фосфат синтетаза I). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 820-930). Идеально для исследований цикла мочевины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CPS1
Примечания/Альтернативные названия	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1373
GeneID	1373
Иммуноген	`Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P31327
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом