


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cpsf1 Для Wb, Elisa — Q10570

Артикул: CM0024336



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CPSF1 (CPSF160) — субъединицу фактора специфичности расщепления и полиаденилирования. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения формирования 3'-конца пре-мРНК и регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPSF1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	МYP27; CPSF160; P/ci.18; HSU37012; CPSF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	29894
ID гена	29894
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 700–950 человеческого CPSF1 (NP_037423.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q10570
Молекулярная масса белка	161 кДа
Доставка	Холодильный пакет