

Поликлональные Антитела Против Cpsf2 Для Вб, Ифа - Q9P2I0

Артикул: CM0025882



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CPSF2, валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Подходят для исследований процессинга 3'-конца пре-мРНК и созревания гистоновой мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPSF2 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	CPSF100; CPSF2
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	53981
GeneID	53981
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-700 человеческого CPSF2 (NP_059133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2I0
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Айс-пакет