


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cpsf3L Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Ta45

Артикул: CM0029933



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CPSF3L/INTS11, валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Идеально подходит для исследований терминации транскрипции и интеграторного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPSF3L кроличья pAb
Примечания/Синонимы	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
Вид	Человек
ID гена (человек)	54973
ID гена	54973
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5TA45
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет