

Поликлональное Антитело Anti-Cpsf4L Для Wb, Elisa — A6Nmk7

Артикул: CM0019713

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на Cpsf4l мыши, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения процессинга мРНК и регуляции генов в образцах мыши. Распознаёт белок массой 21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cpsf4l Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	D11Erttd636e; 0610010C04Rik; 1500000C01Rik; Cpsf4l
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	642843
Идентификатор гена	52670
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-228 Cpsf4l мыши (NP_080958.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	A6NMK7
Молекулярная масса белка	21 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом