

## Поликлональное Антитело Против Cpsf6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16630

Артикул: CM0026427



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CPSF6 (CFIm68). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; детектирует CPSF6 человека, мыши, крысы (59 кДа). Ключевой фактор в процессинге 3'-конца мРНК и альтернативном полиаденилировании.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CPSF6 Кроличье pAb                                                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBR11-4; HPBR11-7; CPSF6                                                                               |
| Вид                                | Человек                                                                                                                       |
| GeneID (человек)                   | 11052                                                                                                                         |
| GeneID                             | 11052                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 CPSF6 человека (NP_008938.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                       |
| Применение                         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                          |
| SWISS                              | Q16630                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 59 кДа                                                                                                                        |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                             |