

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cpsf73 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q9Ukf6

Артикул: CM0004691



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против CPSF73. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА; перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Полезно для изучения процессинга 3'-конца мРНК и расщепления гистоновой мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPSF73 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CPSF73; NEDMHS; CPSF-73; NEDMHSN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51692
ID гена	51692
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 585-684 человеческого CPSF3 (Q9UKF6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKF6
Молекулярный вес белка	77 кДа
Доставка	В ледяном пакете