

Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Cpt1A Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - P50416

Артикул: CM0010549



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к Anti-CPT1A, валидированные для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения окисления жирных кислот, митохондриального транспорта и метаболизма печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPT1A Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1374
GeneID	1374
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-720 человеческого CPT1A (NP_001867.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50416
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка-холодильник