

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cpt1A Для Вб, Игк-П, Ифа - P50416

Артикул: CM0007068



введение

Валидированное нокаутом кроличье моноклональное антитело против CPT1A для ВБ, ИГК-П, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Направлено на печеночную изоформу карнитинпальмитоилтрансферазы 1А, необходимую для окисления жирных кислот. Идеально подходит для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] CPT1A кроличье мкАнт
Примечания/алиасы	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1374
ID гена	1374
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CPT1A.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50416
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Холодильный пакет