

Анти-Cpt1A Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P50416

Артикул: CM0030263



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого CPT1A, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный CPT1A. Идеальны для изучения митохондриального окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPT1A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1374
ID гена	1374
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-720 человеческого CPT1A (NP_001867.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50416
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом