

Поликлональные Антитела Против Cpt1B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q92523

Артикул: CM0025481

введение

Кроличьи поликлональные антитела против CPT1B (UniProt Q92523), валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой. Идеально подходят для исследований метаболизма жирных кислот и митохондриального бета-окисления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPT1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1; CPT1B
Вид	Человек
GeneID	1375
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 533-772 человеческого CPT1B (NP_004368.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92523
Молекулярная масса белка	88 кДа
Транспортировка	Сухой лед