

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cpt1B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф-П (If-P), Игх-П (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q92523

Артикул: CM0010124

введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против CPT1B для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Нацелены на карнитинпальмитоилтрансферазу 1В человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма жирных кислот и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPT1B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CPT1; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPT1-M; M-CPT1; MCCPT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1375
ID гена	1375
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92523
Молекулярный вес белка	66 кДа/79-88 кДа
Доставка	Сумка со льдом